



Stilvi Pharmaceuticals SA

18 Poseidonos Avenue
GR – 17674 Kallithea / Athen
Griechenland



Erhältlich über
Apotheken und Handel

Schnelle, zuverlässige Entscheidung am Point-of Care



- BfArM gelistet: Test-ID AT376/20
 - erstattungsfähig gemäß der Verordnung zum Anspruch auf Testung in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Corona Virus SARS-CoV-2
- vom Paul-Ehrlich-Institut evaluiert
- CE zertifiziert
- Assay Format: Lateral flow test
- Sensitivität: 95,56 %
- Spezifität: 99,58 %
- Anwender: nur für professionelle Anwendung
- Lagertemperatur: 4 – 30 ° C
- Haltbarkeit: 12 Monate
- Probenmaterial: Nasenabstrich oder nasopharyngeale Probe
- Testergebnis in 15 Minuten
- Hersteller: Prognosis Biotech SA, Farsalon, Griechenland



Stilvi Pharmaceuticals SA

18 Poseidonos Avenue
GR – 17674 Kallithea / Athen
Griechenland



Kit – Ausstattung	VE 10	VE 30
Wiederverschließbarer Beutel	1	1
Röhrchen mit Lateral-Flow-Teststreifen	10	30
Tropfflasche mit Laufpuffer	1	2
Extraktionsröhrchen in transparenten Folien	10	30
Sterile Abstrichtupfer in transparenten Folien	10	30
Positivkontrolle	1	1
Negativkontrolle	1	1
Röhrchen Halter	1	1
Kurzanleitung	1	1
Gebrauchsanleitung	1	1

Bezug Pharmazeutischer Großhandel, Medizinischer Fachhandel, Laborfachhandel, direkt von Stilvi Pharmaceuticals SA

Bestellnummer PZN: 17557379 (VE 10); PZN: 17557385 (VE: 30)

Produkt Nummer VE 10: 20.02.02
VE 30: 20.02.01